



Acessórios

Com os nossos “auxiliares do dia-a-dia”, queremos tornar a utilização de meias de compressão o mais cómoda possível. São auxiliares para calçar e descalçar, e produtos para hidratar a sua pele e proteger as suas peças de vestuário. Porque a pele fatigada pelas doenças venosas precisa de cuidados especiais.



medi day and night

O desenvolvimento de uma doença venosa aumenta a carga exercida sobre a pele. A parede dilatada das veias deixa passar líquidos para o tecido adjacente. A perda acrescida de água da superfície da pele aumenta a tendência a lesões. A fim de aumentar o sucesso da terapia de compressão, foram desenvolvidos dois produtos para satisfazerem os requisitos específicos de uma perna doente.

medi day gel para o conforto da compressão

Conforto durante o dia


medi day arrefece e refresca durante todo o dia. O gel reduz a tensão e a sensibilidade da pele, evita as lesões cutâneas causadas pelo congestionamento, melhora a nutrição da pele e promove a regeneração cutânea

Utilização

Aplique na pele e massage suavemente durante alguns minutos, antes de calçar as meias de compressão.

Conteúdo do gel de dia

mentol, castanha-da-Índia, hamamélis



Efeito refrescante do gel

medi night creme para o conforto da compressão

Cuidados à noite


medi night suaviza e cuida da epiderme. O creme ajuda ao equilíbrio hídrico normal, acelera a regeneração e melhora a nutrição cutânea.

Utilização

Depois de descalçar as meias de compressão, à noite, aplique na pele e massage suavemente.

Conteúdo do creme de noite

óleo de jojoba, castanha-da-Índia, hamamélis e vitaminas ajudam a pele a recuperar o seu equilíbrio natural.



Efeito de tratamento do creme

Artigo n.º	Descrição
P400005	medi day com 50 ml (embalagem com 6 unidades)
P500005	medi night com 50 ml (embalagem com 6 unidades)
P900006	medi fresh com 100 ml (embalagem com 6 unidades)
P300005	Embalagem dupla medi com 3 unidades medi day (50 ml), 3 unidades medi night (50 ml)
P400006	medi day com 150 ml (embalagem com 6 unidades)
P500005	medi night com 150 ml (embalagem com 6 unidades)
P400007	medi day com 500 ml (1 unidade)



medi fresh spray de conforto de compressão

Refresca as pernas cansadas

medi fresh refresca e arrefece. O spray é o complemento ideal para medi day. Pulverizado directamente na meia, é perfeito para o dia-a-dia.

Utilização

Pulverize directamente na meia de compressão ou na pele, várias vezes durante o dia, se necessário. O spray não danifica a malha da meia.




medi fix

- Loção adesiva para meias e mangas de compressão com rebordo tricotado
- Conteúdo por frasco: Frasco de 59 ml com roll on suave
- Fornecido em caixas de 6 unidades



luvas de borracha

- Tamanhos: pequeno, médio e grande
- Caixa com 12 pares por tamanho



medi “2 em 1”

- A sua meia de compressão desliza quase que sozinha até ao calcanhar
- Para utilizadores de meias de compressão em viagem
- Para todos os comprimentos
- Para biqueira aberta e fechada
- Para mangas, também
- Resistente ao desgaste e à ruptura
- Leve e dobrável - muito compacto



Auxiliares para calçar

Calçadeira para facilitar o calçar,
tamanho único.



Artigo n.º	Descrição
P900006	medi spray fresh para o conforto da compressão
1023101	medi fix
6901012-4	luvas de borracha
6900013	medi “2 em 1”
6900002	Auxiliares para calçar (unidade)
6900022	Auxiliares para calçar (caixa com 40 unidades)

medi soft espuma cremosa

Cuidados hidratantes para a pele

A espuma cremosa dá à pele a hidratação de que ela precisa, o que é especialmente importante na terapia venosa e linfática. A gama de produtos de cuidados cutâneos medi é concebida especialmente para complementar a terapia de compressão, visto que os distúrbios venosos e linfáticos são muitas vezes associados ao desequilíbrio cutâneo. O congestionamento sanguíneo e linfático nas pernas pode ser uma sobrecarga para a pele. Os cuidados certos não só simplificam consideravelmente o tratamento como também mantêm a pele macia e bem tratada.



Exercitador de veias

O exercitador de veias medi é uma ajuda activa para a terapia de compressão passiva. É excelente a experiência com o exercitador de veias medi em termos de eficácia terapêutica e de adaptação ao paciente. Cada embalagem é fornecida com um programa completo de exercício (10 exercícios).



medi rede para lavar na máquina

Lavagem suave

Cuidados suaves ajudam as meias de compressão a manterem o seu conforto de utilização e a sua eficácia clínica. A rede medi para lavar na máquina é o auxiliar ideal para cuidar de meias de compressão. A estrutura da rede protege o tecido contra os danos durante a lavagem diária, e não impede a remoção das partículas de sujidade ou resíduos de sabão.



medi Butler Off

Descalce as meias em segundos

O medi Butler Off ajuda-o a descalçar as meias de compressão sem que tenha de se dobrar e puxar exercendo força.

Para descalçar a meia, basta fazer deslizar o medi Butler Off dentro da meia de compressão e empurrar para fora e para baixo, na zona do calcanhar.

Isso evita que a pele e a malha da meia de compressão se danifiquem.



Artigo n.º	Descrição
P800006	medi soft espuma (embalagem com 6 frascos de 125 ml)
6920002	Exercitador de veias (unidade)
1020585	medi rede para lavar na máquina (embalagem com 15 unidades)
6900362	medi Butler Off

medi Butler

Auxiliar para calçar meias, meia-calça e vestir mangas de compressão

O auxiliar resolve o problema que se coloca ao calçar meias de compressão, com biqueira aberta ou fechada. A sua estrutura simples poupa tempo e maçadas. O auxiliar para calçar é adequado a todos os tamanhos de meia.

Características

- Ajuste ainda mais fácil
- Menos força necessária
- Tensão reduzida no tornozelo



Com ângulo otimizado para calçar todos os estilos (Butler de pega longa, Vario Butler, Big Butler, Butler de meias-calça)

medi Butler com puxadores curtos

Perfeitamente adequado para vestir mangas e para ajudar um prestador de cuidados de saúde a calçar as meias de compressão ao paciente.



medi Export Butler com puxadores compridos

O auxiliar ideal para utilizadores de meias de compressão calçarem as suas meias comodamente e sem ajuda. A pega comprida assegura estabilidade máxima ao calçar meias e collants de compressão..



medi Butler com puxadores variáveis

O auxiliar para pessoas com reduzida liberdade de movimento calçarem as suas meias. A pega pode ser ajustada entre 27 e 59 cm.



medi Butler Hospitalar

Diâmetro ajustável com acabamento endurecido.


medi® Butler Hospitalar (versão esterilizável)

Aço inoxidável.



medi Reha-Butler – NOVO!

O medi Reha-Butler está equipado com um novo mecanismo que permite calçar a meia sem dobrar a ponta do pé.



medi Butler para collant


O medi Butler para collants facilita o calçar de collants de compressão.



Artigo n.º	Descrição
6900032	medi Butler com pegas curtas
6900041	medi Export Butler com pegas compridas
6900051	medi Butler com pegas variáveis
6900062	medi Butler Hospitalar
6900082	medi Butler Hospitalar (versão esterilizável)
6900056	medi Reha-Butler – NOVO!
6900055	medi Butler para collant


medi Big (XXL) Butler

O estribo do medi Big Butler tem um diâmetro maior. Permitindo assim calçar meias com perímetros maiores, para pacientes com menos liberdade de movimento.



medi Travel Butler

Graças ao seu peso reduzido e ao fácil manuseamento, o medi travel Butler é a sua companhia perfeita para viajar. Pode desmontar-se em peças, inclui chave-de-fendas e bolsa.



medi Arm Butler


O medi Arm Butler facilita o vestir de mangas de compressão.

medi Arm-Big Butler


Para perímetros maiores




Artigo n.º	Descrição
6900102	medi Big (XXL) Butler
6900054	medi travel Butler
6900057	medi Arm Butler
6900103	medi Arm-Big Butler




1.
Primeiro coloque o medi Butler numa superfície firme, com o lado mais largo da base voltado para si e a abertura na estrutura semicircular voltada para a frente. Coloque a meia de compressão no estribo, com a ponta da meia voltada para a frente. Volte o rebordo superior da meia do avesso e sobre a estrutura.




2.
Faça deslizar a meia sobre o estribo até que o calcanhar apareça na ponta do estribo.




3.
Coloque agora o medi Butler no chão. Enfie o pé, primeiro os dedos, na biqueira da meia. Recomenda-se que se encoste a algo firme (uma mesa, uma parede) para ficar mais estável.




4.
Agora pise o apoio rígido. Verifique se os dedos e o calcanhar estão bem posicionados.



5.
Puxando e soltando alternadamente as duas pegas, pode agora fazer deslizar a meia na direcção do seu joelho.



6.
Quando a meia estiver mesmo abaixo do joelho, incline o medi butler ligeiramente para trás e retire-o da meia.



7.
Por fim, alise a meia de compressão de baixo para cima. Atenção: alivie a meia para cima pouco a pouco, sem a franzir nem puxar no banda de fixação.