

Invacare® | *Alu Lite*



Uma forma mais leve de movimento

A **Alu Lite** da Invacare é a cadeira de entrada na gama de cadeiras manuais. A construção extremamente leve em alumínio desta cadeira de rodas de trânsito torna-a extremamente fácil de manobrar mesmo para as pessoas mais idosas ao mesmo tempo que a torna muito fácil de transportar.



Yes, you can.®



Fácil de transportar e arrumar

Sendo extremamente leve (chassis em alumínio) compacta e dispendo de um encosto rebatível, a **Invacare Alu Lite** é extremamente fácil de manusear. Pode-se simplesmente retirar os apoios de pés, dobrar as costas, encartar o chassis e guarda-la em qualquer sítio.

Empurrar? Sem qualquer problema!

O manuseamento geral de uma cadeira é crucial e por isso a **Alu Lite** foi desenvolvida de forma a ser fácil de manobrar no interior e exterior de casa. Graças à sua reduzida dimensão geral a utilização em sítios estreitos nunca será um problema.

Opções e Características



Encosto dobrável

Reduz a dimensão total da cadeira quando está dobrado tornando a cadeira mais fácil de transportar e arrumar.



Patins rebatíveis

Os patins rebatem como demonstrado e o apoio de pernas é destacável permitindo um acesso mais fácil à cadeira.



Chassis de encartar / Travões de parque

O chassis de encartar para um transporte mais fácil. Os travões são fáceis de accionar. Pressionando para baixo, a travagem fica ativa (travão de parque).

Dados Técnicos



Invacare **Alu Lite** 410 / 460 mm



430 mm



490 mm



450 mm



230 mm



340 - 460 mm



3°



0°



Invacare **Alu Lite** 520 / 570 mm



945 mm



1030 mm



760 mm



12 kg



100 kg




10,2 kg

Cor do chassis



Azul

Estofa



Nylon Preto