

A solução económica para problemas venosos.

Indicações

- Após escleroterapia/cirurgia
- Trombose (trombose venosa profunda, síndrome pós-trombótico) com tendência para edema ligeiro
- Varicose na gravidez com tendência para edema moderado
- Doenças venosas inflamatórias (tromboflebite superficial, varicoflebite) com tendência para edema moderado

Modo de acção

duomed combina as propriedades ideais de utilização com a compressão clínica indicada, enquanto mantém o aspecto e a sensação de uma meia não medicinal. A meia é maleável e elástica, económica e muito duradoura.




Características





- A meia maleável e elástica garante adaptação a qualquer movimento
- As características da compressão clínica indicada e exacta garantem o gradiente de compressão clínica correcto

Estilos padrão

Tamanhos standard	S a XXL
Feita à medida	não disponível
Modelos especiais	não disponível

duomed

Estilos	biqueira aberta	AD	AD curta	AG	AG curta	AG/SN
						
		barriga da perna	barriga da perna curta	coxa	coxa curta	coxa com banda de fixação
Classe1	Artigo n.º	V140002-6	V147002-6	V160002-6	V150002-6	V161002-6
Classe2	Artigo n.º	V240002-6	V247002-6	V260002-6	V250002-6	V261002-6

Estilos	biqueira fechada	AD	AD curta	AG	AG curta	AG/SN
						
		barriga da perna	barriga da perna curta	coxa	coxa curta	coxa com banda de fixação
Classe1	Artigo n.º	V140012-6	V147012-6	–	–	V161012-6
Classe2	Artigo n.º	V240012-6	V247012-6	–	–	V261012-6

Comprimento	2 comprimentos para AD/até ao joelho, AG/até à coxa, AG/até à coxa com cinto, AM/meia-calça
Biqueira aberta	AD/até ao joelho, AG/até à coxa, AG/até à coxa com banda de fixação em silicone, AM/meia-calça, AG/coxa com cinto
Biqueira fechada	AD/barriga da perna, AM/meia-calça, AG/até à coxa com banda de fixação em silicone
Banda de fixação	Banda de fixação em silicone para AG/meia até à coxa e meia até à coxa curta



Compressão

CCL 1, 2

Vantagens do produto

Meia económica para os cuidados diários.



Clima Fresh



Cores

O artigo está disponível nas seguintes cores:

S = Standard




tabela de tamanhos – por favor, v. pág. 122

AG curta/SN



coxa curta com
banda de fixação

V151002-6

V251002-6

AM



meia-calça

V110002-6

V210002-6

AM curta



meia-calça curta

V117002-6

V217002-6

AG



coxa com cinto
direita

–

V263002-6

esquerda

–

V262002-6

AG curta



coxa curta com cinto
direita

–

V253002-6

esquerda

–

V252002-6

AG curta/SN



coxa curta com
banda de fixação

V151012-6

V251012-6

AM



meia-calça

V110012-6

V210012-6

AM curta



meia-calça curta

V117012-6

V217012-6

AG



coxa com cinto
direita

–

V253002-6

esquerda

–

V252002-6

AG curta



coxa curta com cinto
direita

–

V253012-6

esquerda

–

V252012-6

duomed

duomed				
Tamanhos	cB Medida do tornozelo	cC Medida da barriga da perna	cG Medida da coxa	Medidas para banda de fixação em silicone
S	19 – 21	28 – 34	42 – 57	47 – 54
M	22 – 24	32 – 38	48 – 64	52 – 60
L	25 – 27	36 – 42	54 – 71	56 – 65
XL	28 – 30	40 – 46	60 – 78	62 – 72
XXL	30 – 32	42 – 50	65 – 85	65 – 76

Classes de compressão	Indicações	
1 compressão moderada	Para varicose ligeira sem tendência pronunciada para edema e para varicose precoce na gravidez. Com razões especiais, por exemplo, perda de força nas mãos, artrose, reumatismo, diabetes. Compressão em mmHg: 18.0 – 21.0 Compressão in kPa: 2.4 – 2.8	sem costura: mediven elegance (biqueira fechada) mediven comfort (biqueira aberta + fechada) mediven plus (biqueira aberta) mediven active (biqueira fechada) duomed (biqueira aberta + fechada) com costura: mediven 550 (biqueira aberta) mediven mondi (biqueira aberta)
2 compressão moderadamente forte	Para sintomas mais graves, varicose pronunciada com tendência para edema, inchaço pós-traumático, após resolução de úlceras simples, após tromboflebite superficial, após esclerose e cirurgia de varizes, para estabilização do tratamento bem sucedido e para varicose mais pronunciada na gravidez. Compressão em mmHg: 23.0 – 32.0 Compressão in kPa: 3.1 – 4.3	sem costura: mediven elegance (biqueira fechada) mediven comfort (biqueira aberta + fechada) mediven plus (biqueira aberta) duomed (biqueira aberta + fechada) mediven active (biqueira fechada) mediven forte (biqueira aberta) com costura: mediven 550 (biqueira aberta) mediven mondi (biqueira aberta)
3 compressão forte	Para todas as complicações na sequência de insuficiência venosa constitucional e pós-trombótica, tendência pronunciada para edema, varicose secundária, atrofia branca, dermatosclerose e após resolução de úlceras graves, em particular das recorrentes. Compressão em mmHg: 34.0 – 46.0 Compressão in kPa: 4.5 – 6.1	sem costura: mediven plus (biqueira aberta) mediven forte (biqueira aberta) com costura: mediven 550 (biqueira aberta) mediven mondi (biqueira aberta)
4 compressão extra-forte	Para linfedema e elefantíase. Compressão em mmHg: pelo menos, 49.0 Compressão in kPa: pelo menos, 6,5	com costura: mediven 550 (biqueira aberta)