

# protect.ROM / protect.ROM cool

Tala universal para joelho com limitação de flexão/extensão e imobilização

## Indicações


- imobilização pós-operatória
- para imobilização após lesões do joelho e para mobilização posterior
- para estabilização segura de ligamentos laterais ou cruzados lesionados ou pós-operados.

## Descrição

- estabilização lateral da articulação do joelho
- imobilização pós-operatória
- mobilização controlada

## Características

- fácil de utilizar, articulação "QuickSet" patenteada
- imobilização em passos de 10° a 15°
- flexão: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°
- extensão: 0°, 10°, 20°, 30°
- imobilização: 0°, 10°, 20°, 30°
- maleável, barras laterais de metal
- acolchoamento suave, ajustável, através de corte, às necessidades do paciente
- também disponível em versão "leve" protect.ROM cool
- ambas também disponíveis na versão curta
- todas as versões do produto com opção de encurtar as barras laterais devido a linhas de quebra integradas



protect.ROM



protect.ROM cool

Vantagens do produto



Articulação "QuickSet"

protect.ROM		
versão	comprimento em cm	n° art.
protect.ROM	63	G.610.509
protect.ROM curta	57	G.610.519
protect.ROM cool	63	G.620.509
protect.ROM cool curta	57	G.620.519