

protect.ROM Walker / protect.Walker boot

Botas medi Walker reguláveis e botas medi Walker fixas

Indicações

- lesões ou cirurgia do pé ou dos dedos do pé
- entorses do tornozelo de nível 1, 2 ou 3
- fracturas estáveis ou fixadas internamente do pé ou do tornozelo

Descrição

- ângulo fixo da articulação opcional ou regulável; isto permite mobilização funcional antecipada
- flexão plantar, flexão dorsal e imobilização ajustáveis
- a sola rígida proporciona um andar natural

Características

- protect.ROM Walker regulável, com controle de flexão/extensão (muito fácil de usar)
- disponível em 4 tamanhos, circunferência ajustável
- o sistema de velcro facilita a inspeção de feridas e a higiene pessoal
- a bota medi walker fixa tem opção de comprimento normal ou curto



protect.ROM Walker



articulação de amplitude de movimento (protect.ROM Walker)

protect.ROM Walker (tam. do sapato)

tamanho	EU	nº do artigo
s	35 – 38,5	G.910.002
m	39 – 43,5	G.910.003
l	44 – 48	G.910.004
xl	48+	G.910.005

protect.Walker boot (tam. do sapato)

tamanho	EU	nº do artigo
s	35 – 38,5	G.900.002
m	39 – 43,5	G.900.003
l	44 – 48	G.900.004
xl	48+	G.900.005



protect.Walker boot

protect.Walker boot short (tam. do sapato)

tamanho	EU	nº do artigo
s	35 – 38,5	G.900.012
m	39 – 43,5	G.900.013
l	44 – 48	G.900.014
xl	48+	G.900.015



protect.Walker boot short