

medi Epibrace®

Banda para epicondilite

Indicações

- epicondilite (p.ex. cotovelo de tenista ou golfista)

Modo de acção

- a almofada pressiona directamente a musculatura do braço. Isto reduz o esforço no músculo inflamado e as ligações do tendão no cotovelo

Características

- a almofada insuflável garante uma pressão contínua sobre toda a área e evita picos de pressão
- a almofada insuflável é móvel. Permite usar a banda central e lateralmente
- a escala de medição faculta ao paciente a representação da pressão correcta. A adaptação individual com a tira livremente ajustável é sempre possível
- a banda elástica adapta-se a alterações na circunferência do braço
- a banda de tamanho único pode ser usada nos antebraços esquerdo e direito através do ajuste da almofada



Vantagens do produto



almofada
insuflável
móvel



sistema de tira

medi Epibrace

tamanho	número do artigo
único	R.110.009