

protect.PT soft

Joelheira macia para correção da lateralização da rótula

Indicações


- síndrome doloroso patelo-femoral
- condropatia patelar
- osteoartrite retropatelar
- irritações pós-operatórias e pós-traumáticas
- instabilidades da rótula e do joelho

Descrição

- correção da localização lateral errada da rótula graças a almofada viscoelástica de estabilização
- joelheira macia com efeito proprioceptivo e de compressão

Características

- feita em material D-Tex II elástico, respirável e que facilita a circulação da humidade
- almofadas anatomicamente moldadas previnem a deslocação lateral da rótula



medição

circunferência da coxa 15 cm
acima do centro da rótula (medida
no lado medial da coxa)

protect.PT soft

tamanho	cm	número do artigo	
		esquerda	direita
xs	31 – 37	G.752.501	G.753.501
s	37 – 45	G.752.502	G.753.502
m	45 – 51	G.752.503	G.753.503
l	51 – 57	G.752.504	G.753.504
xl	57 – 65	G.752.505	G.753.505
xxl	65 – 74	G.752.506	G.753.506