

Genumedi® (joelheira de rótula “aberta”)

Joelheira com anel de silicone patelar

Indicações

- ligeira instabilidade da articulação do joelho
- efusões e inchaços articulares
- inflamação pós-operatória e pós-traumática crónica
- condropatia patelar
- osteoartrite e artrite
- lesões no menisco
- síndrome de dor patelo-femural

Modo de acção

- o efeito de massagem alcançado pelo tecido de compressão e a inserção de silicone melhora a circulação sanguínea e leva a uma reabsorção mais rápida de hematomas e edemas
- a joelheira sem costuras e moldada melhora a propriocepção e, deste modo, melhora o suporte muscular (estabilização do joelho)

Características

- anel de silicone especialmente concebido para envolver a rótula (simula a rótula aberta)
- sistema anti-deslizamento com silicone texturado a nível medial e lateral
- tecido ClimaComfort extremamente elástico, respirável e que afasta a humidade
- as zonas de conforto especialmente costuradas retiram a pressão da parte de trás do joelho e previnem a constrição
- alívio de pressão máximo para a rótula graças ao forro especial do anel de silicone
- versão muito grande, especialmente para pacientes com uma circunferência de coxa acima da média. Disponível em cinza e areia
- versão feita à medida, especialmente para pacientes com circunferências especiais da coxa e da parte inferior da perna. Disponível em cinza e areia. Por favor, utilizar a nossa folha de medição. Formulário de fax disponível a pedido
- Genumedi muito grande em areia apenas disponível com faixa superior de 5 cm



cinza



preto



areia

também disponível em
fabrico por medida

Vantagens do produto



Clima Comfort



Clima Fresh

zona de conforto
na zona poplítea



Comfort Zone

Adaptação
otimizada
graças às ibras
alargadas nas
áreas da dobra



sistema
anti-deslizante



pressão mínima
para alívio da
rótula



Genumedi® plus ("rótula aberta")

Joelheira com anel de silicone para a rótula e tiras adicionais

Características

- disponível em cinza
- com tiras adicionais para estabilização e melhoramento do conforto de utilização

Para indicações e modo de acção, consulte a Genumedi.



Genumedi/Genumedi plus

°tamanho	normal	normal	muito grande
	circunferência (d) cm	circunferência (f) cm	circunferência (f) cm
°I	25 – 28	37 – 40	
°II	28 – 31	40 – 43	
°III	31 – 34	43 – 46	
°IV	34 – 37	46 – 49	49 – 52
°V	37 – 40	49 – 52	52 – 55
°VI	40 – 43	52 – 55	55 – 59
°VII	43 – 46	55 – 58	59 – 61

número do artigo Genumedi normal K.100.*0°
 número do artigo Genumedi muito grande K.100.*1°
 número do artigo Genumedi plus normal K.110.20°

(* = preenchimento de cor: *2 = cinza, *5 = preto (apenas disponível para versão Genumedi normal), *8 = areia)
 (° = preenchimento para tamanho)

medição: (f) circunferência da coxa 15 cm acima do centro da rótula (medido no lado medial da coxa)
 (d) circunferência 5 cm abaixo do centro da rótula (medido no lado medial da parte inferior da perna)

Vantagens do produto



utilização confortável graças ao contorno anatómico, especialmente na parte de trás do joelho



tecido extremamente elástico, respirável e à prova de humidade



estabiliza, alivia e massaja

Comfort Zone



posicionamento seguro com faixas anti-deslizamento integradas

Clima Comfort