# medi elastic knee support

# Joelheira extensível em dois sentidos

### Indicações

- todas as inflamações ou distensões do joelho, incluindo pós-artroscopia e pós-cirurgia
- · distensões de músculos e ligamentos
- bursite
- doenças de articulações degenerativas crónicas
- · artrite e osteoartrite

# Modo de acção

 alivia a articulação irritada e melhora a circulação sanguínea, até às áreas de tecido mole que envolvem a articulação, produzindo uma acção de compressão e massagem constante durante os movimentos do paciente

## Caracteristicas

- feita em material leve e respirável que a torna confortável de usar, melhorando, assim, a conformidade e os resultados terapêuticos
- · classe de compressão II
- 601: extensível em dois sentidos, moldada anatomicamente
- 602: igual à 601, mas com uma faixa superior com pontos de silicone, que previne a migração mesmo durante a prática de exercícios
- 603: igual à 601, mas com duas espirais em aço mediais e laterais
- 605: igual à 604, mas com rótula aberta e duas espirais em aço mediais laterais



603





601

605







medi elastic knee support		
otamanho	circunferência (d) cm	circunferência (f) cm
ol	25 – 28	37 – 40
°II	28-31	40 – 43
°III	31-34	43 – 46
°IV	34-37	46 – 49
٥٨	37-40	49 – 52
°VI	40 – 43	52 – 55
°VII	43 – 46	55 – 58
		The Committee of the State of t

 n° art. 601
 3.280.00°
 n° art. 603
 3.290.00°

 n° art. 602
 3.281.00°
 n° art. 604
 3.290.10°

 (° = preenchimento para tamanho)

medição: (f) circunferência da coxa 15 cm acima do centro da rótula (medido no lado medial da coxa)

(d) circunferência 5 cm abaixo do centro da rótula (medido no lado medial da parte inferior da perna)