

medi ROM®

Joelheira para reabilitação com limitação de extensão/flexão e imobilização

Indicações

- imobilização pós-operatória
- para imobilização após lesões do joelho e para mobilização posterior
- para imobilização segura de ligamentos colaterais e/ou cruzados lesionados ou operados

Modo de acção

- estabilização colateral da articulação do joelho
- imobilização pós-operatória
- mobilização controlada

Características

- nova articulação patenteada "QuickSet" (muito fácil de usar)
- limitação em passos de 10° a 15° flexão:
0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° e 120°
extensão: 0°, 10°, 20°, 30°
imobilização: 0°, 10°, 20°, 30°
- fechos de encaixe fáceis e confortáveis
- acolchoamento ajustável adequado para a pele
- também disponível em versão "leve" (=medi ROM cool)
- medi ROM/medi ROM cool disponível em versão curta e comprida
- várias opções para reduzir as barras laterais



medi ROM



medi ROM cool



nova articulação patenteada "QuickSet"

medi ROM / medi ROM cool

tamanho	comprimento cm	número do artigo	
		medi ROM	medi ROM cool
curta	57	G.180.009	G.184.111
comprida	63	G.180.001	G.180.111