

mediven[®] ulcer kit

O melhor tratamento para úlceras crurais.

A prata é um elemento tradicional nos cuidados com as feridas porque, mesmo quando usada em baixas concentrações, pode contrariar inúmeras bactérias durante um longo período de tempo.

A característica especial da mediven ulcer é a prata elementar permanentemente integrada no material fiado. Evita a incidência de odores e o desenvolvimento da resistência dos microorganismos. Assim sendo, a mediven ulcer tem um longo efeito antibacteriano e antimicótico sobre microorganismos resistentes.


O mediven kit para úlceras é composto por dois componentes de compressão:

- 1 par de meias mediven ulcer com uma pressão no tornozelo de 20 mmHg é concebido para compressão a longo prazo, 24 horas por dia. Esta pressão moderada em repouso é bem tolerada por pacientes e leva em conta a continuidade do tratamento de compressão. Com um par de meias mediven-ulcer, terá sempre uma segunda meia à mão quando a outra estiver a lavar, preferivelmente a 95° C, assegurando assim uma terapia de compressão ininterrupta.
- 1 meia mediven ulcer plus, também com pressão no tornozelo de 20 mmHg, que apoia e reforça a compressão durante o dia ou quando em movimento. Garante que a compressão clinicamente necessária de 40 mmHg (pressão ideal em actividade) seja proporcionada na fase aguda do tratamento da úlcera.



Vantagens do produto

As características únicas do produto satisfazem as mais elevadas exigências de médicos e pacientes, no que toca a cuidados clínicos fiáveis e seguros.



Abertura para inspecção

A abertura para inspecção sob o pé da mediven ulcer é concebida principalmente para a segurança do paciente. A circulação pode ser observada a qualquer altura e a higiene interdigital facilitada.



Suave acabamento do remate

O remate suave segura mas sem constringir.



Zona do peito do pé/calcanhar

A marcação colorida em malha no peito do pé/calcanhar permite o posicionamento exacto no calcanhar e, juntamente com a barra de tamanhos com código de cor, permite a determinação rápida e fiável do tamanho da meia. Simultaneamente, a zona do calcanhar moldada confere excelente redução da pressão.

mediven kit para úlceras

Tamanho	Medidas da perna (em cm)			Código de cor
	Tornozelo cB	Barriga da perna cC	Abaixo do joelho cD	
I	18 – 20	28 – 34	27 – 33	rosa
II	20 – 22	30 – 37	29 – 36	azul
III	22 – 24	33 – 40	32 – 39	amarelo
IV	24 – 26	35 – 43	34 – 42	vermelho
V	26 – 28	37 – 46	36 – 45	cinzento
VI	28 – 30	39 – 49	38 – 48	verde
VII	30 – 32	41 – 51	40 – 50	castanho