

# Spinomed® III

## Ortótise de extensão vertebral em osteoporose por Prof. Minne

### Indicações

- colapso ósseo osteoporótico nas zonas lombar e torácica
- doença juvenil de Scheuermann
- hiperцифозе com dores crónicas nas costas

### Modo de acção

- o sistema de cinto e o suporte lombar causam activação, criando “biofeedback”
- redução de cifose causada por osteoporose
- aumento da mobilidade aumentando a força muscular
- diminuição da dor

### Características

- o suporte lombar pode ser facilmente ajustado e individualmente adaptado para cada paciente, pois o formato pode ser alterado sem aquecimento
- pode ser usado simplesmente como mochila
- leve e fácil de usar
- o suporte lombar fica oculto na bolsa de tecido
- revestimento de silicone no interior do cinto da anca para maior aderência
- cinto de fixação para um ajuste perfeito
- cinto central continuamente ajustável
- a versão com almofada frontal pequena tem uma almofada frontal 2 cm mais curta que a versão standard e está disponível com o cinto de fixação adicional




### Vantagens do produto


#### Estudo baseado em factos\* prova a eficácia

\*O estudo baseado em factos do Spinomed foi publicado no “American journal of Physical Medicine & Rehabilitation”, edição de Março de 2004.

Cópias disponíveis a pedido (artigo 99543)



activação



### Spinomed III

tamanho	comp. costas cm	nº do artigo
x-pequeno	até 43	5.669.031
pequeno	44 – 49	5.669.032
médio	50 – 55	5.669.033
grande	56 – 61	5.669.034

### modelo com pequeno apoio abdominal

tamanho	comp. costas cm	nº do artigo
x-pequeno	até 43	5.669.041
pequeno	44 – 49	5.669.042

medição: desde o sacro até imediatamente abaixo da C7 seguindo a curvatura da coluna.