

medi Epico ROM[®]s

Órtese para cotovelo com regulação de flexão / extensão

Indicações

- tratamento conservativo de deslocamentos/luxações do cotovelo
- tratamento ortótico de fraturas de epicondilitis centrais e laterais
- tratamento pós-operatório após implantação de próteses
- recuperação funcional de fraturas estáveis do úmero distal
- imobilização temporária após artroscopia do cotovelo

Modo de ação


- imobilização do cotovelo em incrementos de 10°
- imobilização do cotovelo com limitação opcional de movimentos em passos de 10° graus:
 - flexão: 0°-120°
 - extensão: 0°-120°

Características

- fácil de colocar, ajustar e limpar
- circunferência completa, revestimento em plástico acolchoado com tiras circulares proporcionam conforto e proteção adicional
- o acolchoamento adequado para a pele pode ser “cortado” para se adaptar às necessidades individuais do paciente
- apoio para a mão confortável e amovível
- tira individualmente ajustável para o pescoço, com proteção separada para o pescoço



articulação dos movimentos



Medição
comprimento do
cotovelo à raiz dos
dedos

medi Epico ROMs

tamanho	comprimento cm	número do artigo	número do artigo
		esquerdo	direito
S	até 29	R.031.202	R.031.302
L	29 – 42	R.031.204	R.031.304