

# medi SLK 90

## Suporte rotativo externo

### Indicações

- imobilização pós-operatória após estabilização posterior do ombro ou instabilidade multidireccional
- utilização conservativa após deslocamento posterior traumático do ombro com lesão de Bankart reservada
- imobilização em instabilidade anterior e posterior bidireccional do ombro ou após libertação da cápsula
- conservativa após fracturas do tuberculum majus sem deslocamento
- fracturas do tuberculum majus
- transferência do latissimus dorsi

### Modo de acção

- permite o posicionamento do ombro a 90° para o plano frontal, libertando a cápsula posterior para uma posição óptima

### Características

- almofada anatómica permite uma posição segura
- almofada praticamente antideslizante, mesmo na posição deitada
- mobilização pós-operatória imediata, passiva e activa da mão, punho e cotovelo




**uso confortável**  
O cinto alivia a tracção na área do ombro e do pescoço.



**amortecimento anatómico**  
Suporte fixo do ombro garantido num ângulo de 90° para o plano frontal.



tira de velcro



medi SLK 90			
°tamanho	medição cm	número do artigo	número do artigo
		esquerdo	direito
pequeno	até 34	R.132.202	R.132.302
médio	35 – 39	R.132.203	R.132.303
grande	a partir de 39	R.132.204	R.132.304

medição: comprimento desde o cotovelo até à raíz dos dedos