

Lumbamed® basic

Suporte lombar com tecido Clima Comfort

Indicações

- dor lombar inferior (lumbago) causada por distúrbios na articulação facetária
- desequilíbrio do músculo postural na coluna lombar
- distúrbios ligamentosos
- síndrome pós-dissectomia
- ligeira folga da articulação da coluna lombar, p.ex. osteocondrose e espondilose
- condições irritadoras da articulação sacro-ílica

Modo de acção

- diminui ligeiramente a lordose e a rotação pélvica anterior
- alívio evidente para a espinha lombar e suporte para os músculos das costas
- as 4 barras dorsais moldáveis, integradas e com formato anatómico podem ser ajustadas manualmente de modo a garantir a adaptação perfeita à anatomia da região lombo-sagrada
- o efeito da compressão proprioceptiva exercida pelo suporte estimula o metabolismo, reduz a tensão muscular e alivia a dor

Características

- o tecido Clima Comfort respirável afasta a humidade e proporciona um conforto permanente
- Comfort Zone: o suporte em malha anatómica garante um ajuste perfeito sem pressão – principalmente devido ao sistema de aperto com formato anatómico
- fácil de colocar graças a pegas de velcro manuais integradas
- disponível em versões para homem e senhora



versão para senhora



versão para senhora



versão para homem

Vantagens do produto



Clima Comfort




Clima Fresh



Comfort Zone




pegas de velcro manuais



| Lumbamed basic | |
|---------------------------------|--------------------|
| tamanho p/ senhora ^o | circunfer. anca cm |
| °I | 76 – 86 |
| °II | 86 – 98 |
| °III | 98 – 111 |
| °IV | 111 – 125 |
| °V | 125 – 140 |

número do artigo K.200.*2° (*= preenchimento para cor)
*2 = cinza,, *8 = areia (apenas Lumbamed basic versão p/ senhora) (°= preenchimento para tamanho)



| Lumbamed basic | |
|-------------------------------|-----------------------|
| tamanho p/ homem ^o | circunfer. cintura cm |
| °I | 66 – 76 |
| °II | 76 – 88 |
| °III | 88 – 101 |
| °IV | 101 – 115 |
| °V | 115 – 130 |

número do artigo K.200.21°
cor: cinza
(°= preenchimento para tamanho)