

# Epicomed®

## Suporte elástico do cotovelo com almofadas em silicone e tira de tensão

### Indicações

- epicondilites laterais e centrais (cotovelo de tenista, cotovelo de golfista)
- deslocação do cotovelo
- efusão e inchaço da articulação devido a artrite e osteoartrite
- inflamação pós-traumática e pós-operatória crónica

### Modo de acção

- o tecido em malha de compressão e a inserção em silicone exercem um efeito de massagem que promove o processo de cura
- áreas de pressão específicas para reduzir a dor e aliviar a tensão nas inserções do tendão

### Características


- suporte em malha anatomicamente moldado com almofadas de suporte texturadas em silicone
- tira amovível para ajuste de pressão individual
- a área de conforto em malha especial na curva do cotovelo previne a constrição e as áreas de pressão
- tecido de malha Clima Comfort altamente elástico, respirável e que afasta a humidade



cinza



preto




areia

### Vantagens do produto




Comfort Zone



Clima Comfort



Clima Fresh



Epicomed	
tamanho°	circunferência cm
I	17 – 20
II	20 – 23
III	23 – 27
IV	27 – 30
V	30 – 32
VI	32 – 35

número do artigo K.400.\*0°

(\* = preenchimento de cor: \* = cinza, \*5 = preto, \*8 = areia)

(° = preenchimento de tamanho)

Medição: circunferência 5 cm abaixo do centro da articulação do cotovelo