

medi PT control

Joelheira para controlo da localização patelar com limitação de extensão/flexão, feita em material Airtex

Indicações


- síndrome da dor patelo-femural
- condropatia patelar
- osteorartrite retro-patelar
- irritações pós-operatórias e pós-traumáticas
- após cirurgia de libertação lateral para limitar a extensão e flexão da articulação e para estabilizar a rótula
- instabilidades da rótula e do joelho

Modo de acção

- estabilização colateral da articulação do joelho
- prevenção de hiperextensão e limitação dos movimentos
- correcção da localização errada da rótula lateralizada
- joelheira macia com efeito de compressão e proprioceptivo
- estabilização do contraforte da rótula que evita o movimento lateral através de flexão e extensão

Características

- articulações Physioglide policêntricas com base no princípio da ligação em 4 pontos de apoio
- feita em material Airtex medi elástico, respirável e que afasta a humidade
- limitação da extensão: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
- limitação da flexão: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° e 120°
- imobilização: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
- correcção exacta do deslize da rótula graças ao contraforte de estabilização da rótula ajustável individualmente e ao amortecimento de ar
- manga Airtex disponível em separado



Vantagens do produto



Articulação Physioglide
Um design de articulação policêntrico único que imita na perfeição o movimento de rodar e deslizar do joelho.



medi airtex

medi PT control

| tamanho | circunferência cm | número do artigo esquerda | número do artigo direita |
|---------|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| XS | 31 – 37 | G.140.201 | G.140.301 |
| S | 37 – 45 | G.140.202 | G.140.302 |
| M | 45 – 51 | G.140.203 | G.140.303 |
| L | 51 – 57 | G.140.204 | G.140.304 |
| XL | 57 – 65 | G.140.205 | G.140.305 |
| XXL | 65 – 74 | G.140.206 | G.140.306 |

medição: circunferência da coxa 15 cm acima do centro da rótula (medido no lado medial da coxa)