

medi ROM[®] deluxe

Joelheira pós-operatória com medi ELS
(sistema de bloqueio contra extensão)

Indicações

- pacientes com instabilidade do joelho e/ou lesões neuromusculares do membro inferior
- pós-operatório; reconstrução de ligamentos; menissectomia; terapia conservativa; reabilitação

Modo de acção

- estabilização colateral da articulação do joelho
- imobilização pós-operatória
- mobilização controlada

Características

- nova articulação patenteada “QuickSet” (muito fácil de usar)
- limitação em passos de 10° a 15°
flexão: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° e 120°
extensão: 0°, 10°, 20°, 30°
imobilização: 0°, 10°, 20°, 30°
- medi ELS – sistema de bloqueio contra extensão: a articulação patenteada e aprovada “QuickSet” facilita a limitação de flexão e extensão em passos de 10° a 15° e disponibiliza opções de imobilização
- sistema de telescopia: novo sistema de ajuste de comprimento que se adapta a diferentes perfis anatómicos
- acolchoamento ajustável adequado para a pele
- também disponível em versão “leve” (=medi ROM deluxe cool)
- tamanho único



medi ELS – sistema de bloqueio contra extensão



medi ROM – controlo de movimentos



sistema de telescopia

medi ROM deluxe

número do artigo G.181.009

medi ROM deluxe cool

número do artigo G.181.019