

protect.4

Joelheira de 4 pontos para o controlo da translação anterior e posterior da tíbia

Indicações

- rupturas do ligamento cruzado anterior, posterior ou de ambos
- rupturas dos ligamentos laterais
- tratamento conservativo de instabilidades combinadas

Descrição

- estrutura rígida funcional com limitação de flexão/extensão
- estabilização otimizada devido ao princípio de 4 pontos de apoio
- limita o deslizamento anterior e posterior da tíbia
- estabilização do ligamento lateral da articulação do joelho
- prevenção de hiperextensão através de limitação da amplitude do movimento
- redução da rotação medial

Características

- articulações policêntricas
- estrutura pré-moldada anatomicamente
- construção leve e discreta da estrutura e da articulação
- individualmente adaptável devido à estrutura de alumínio maleável
- faixas numeradas asseguram uma colocação simples e correcta
- limitação da extensão:
0°, 10°, 20°, 30°, 45°
- limitação da flexão:
0°, 60°, 75°, 90°
- imobilização 0°
- almofadas de ar condilianas

protect.4 pequena

- encurtada 5 cm na perna
- especialmente indicada para pacientes pequenos e crianças




protect.4



parte de trás



articulação policêntrica



medição
circunferência da coxa 15 cm acima
do centro da rótula (medida no lado
medial da coxa)

protect.4

tamanho	cm	número do artigo	
		esquerda	direita
xs	31 – 37	G.602.501	G.603.501
s	37 – 45	G.602.502	G.603.502
m	45 – 51	G.602.503	G.603.503
l	51 – 57	G.602.504	G.603.504
xl	57 – 65	G.602.505	G.603.505
xxl	65 – 74	G.602.506	G.603.506

protect.4 short

tamanho	cm	número do artigo	
		esquerda	direita
xs	31 – 37	G.612.501	G.613.501
s	37 – 45	G.612.502	G.613.502
m	45 – 51	G.612.503	G.613.503
l	51 – 57	G.612.504	G.613.504
xl	57 – 65	G.612.505	G.613.505
xxl	65 – 74	G.612.506	G.613.506



protect.4 curta



parte de trás

